

# **LA TÉCNICA OFRECIDA: Detección y Genotipificación de Virus HPV por PCR Cobas®4800**



### **Fortalezas de la Técnica en BECOLAB**

---

- ✓ Alta sensibilidad clínicamente comprobada para lesiones HPV relacionadas (+ CIN 2)
- ✓ Aumenta la sensibilidad del PAP
- ✓ Contar con las dos técnicas (citología y tipificación) en el mismo esquema de trabajo
- ✓ Utilización de la logística preexistente de *BECOLAB*

## **Método de Genotipificación Viral de HPV de Alto Riesgo por PCR**

- ✓ Técnica de PCR
- ✓ En tiempo real de alta especificidad y sensibilidad
- ✓ Altamente reproducible, totalmente automatizado
- ✓ Tiempos de respuesta rápida.
- ✓ Alta capacidad de procesamiento que se traduce en tiempos de respuesta cortos y fiables
- ✓ Manejo de muestras a temperatura ambiente

- **Beneficios de 3 resultados en un sólo test**

- ✓ Identificación de HPV 16, HPV 18 y otros 12 genotipos en pool (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 y 68)

- **Técnica totalmente controlada**

- ✓ Controles internos y externos que garantizan la estabilidad de la muestra por 6 meses, sin requerimientos adicionales



ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA